

この度はトイレ安楽タイムをお買い上げいただきましてありがとうございます。  
本製品は、トイレでの前屈姿勢を安楽に保持することを目的とした補助具です。本書に安全な正しい使い方を記載いたしました。ご参照の上、使用願います。また、本書はお手元にて保管ください。

安全上のご注意

警告



本製品の腹部板に腰掛けたり、踏み台の代わり等の使用で上に乗らないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。



使用者が腹部板に上半身をもたれさせた状態のままで、本製品を移動させないでください。予期せず腹部板の高さが変わり転倒するおそれがあります。



本製品は折りたたみ式のため、操作時開閉する部分で指、手をはさんでけがをするおそれがあります。下図の操作方法にしたがってご使用ください。



便座に座る・便座から立ちあがる等動作の補助器具として、本製品を使用しないでください。腹部板へ極端に偏った荷重（特に腹部板前縁部）をかけると倒れてけがをしたり、破損の原因になります。



腹部板の上に物（熱い物など）を置かないでください。腹部板が動いて、物が落下しけが・やけどをすることがあります。

注意

※注意の項目でも状況により重大な事故に結びつく可能性がございます。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ずお守りください。

- 誤った操作や不適切な使い方は、けが破損などの原因になります。お子様や認知症の方が使用する場合は保護者、介護者が見守る様にしてください。

- 腹部板にもたれる際は、上半身の重心が腹部板の水平投影面内に収まるよう設置位置・腹部板高さを調整してください。

- 平坦な床面でご使用ください。


- 荷重制限:35kg（腹部板中央部への静荷重）

- ネジ類はご使用前に点検し、ゆるんでいた場合はしっかり締め直してください。また、定期的に金属の接合部の点検を行い、異常が見られましたら直ちにご使用を中止してください。

（修理のご相談は販売店にご相談ください）


- 樹脂部品はご使用前に点検し、はまり具合が不完全な場合にはしっかりはめ直してください。

（交換部品は販売店にてお求めください）



操作方法


腹部板の高さ調整について



製品裏側に取付けた上図の上下ストッパーを腹部板金具から抜き、腹部板の前側を持ち上げ腹部板全体を上または下にスライド（腹部板の高さは、約811～470mmの間で調整してご使用ください）させお好みの高さに合わせてください。高さの調整が終わりましたら上下ストッパーを腹部板金具の穴に差込んでください。


※上下ストッパーを腹部板金具の穴に差込むとはね上がりを防止できます。

広げ方



- ① 後脚を開きます。
- ② 腹部板を引上げ、腹部板止め金具から腹部板を外し腹部板を開き、腹部板金具の穴に上下ストッパーを差込んでください。

折りたたみ方



- ① 腹部板金具の穴から上下ストッパーを抜き、腹部板をフレーム側に折りたたみます。
- ② 腹部板止め金具に腹部板金具を差込み固定します。脚を折りたたみます。

※製品の特性上、ご使用状況（腹部板への偏った荷重・使用中に揺らすなど）によっては腹部板の高さが多少下がる場合があります。その場合は、再度お好みの位置に腹部板の高さを調整してください。

品質表示


寸法 幅706×奥行650×高さ943mm 腹部板高さ:470～811mm  
構造部材 金属(鋼) 表面加工 エポキシ樹脂粉体焼付塗装  
張り材 ビニールレザー クッション材 ウレタンフォーム 製品重量 5.5kg

取扱上の注意 ● 直射日光または熱を避けること。  
● 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

表示者 株式会社 あかね福祉 〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字雷神16-1 TEL.024-937-5022

ゴムの取換方法

このゴムは消耗品です。切れ目・破損などが生じたら、すぐにお取換ください。尚、ゴムは販売店にてお求めください。



- ① 袋ナットをゆるめて外し、ワッシャーとボルトを抜きます。
- ② ゴムを抜き新しいゴムに交換します。（抜きにくい時はマイナスドライバー等でこじてください。）
- ③ 新しいゴムを差込み、ボルト・ワッシャー・袋ナットで固定してください。

※使用工具は3mm六角レンチと7mmスパナが便利です。 ※8個セットでお取換ください。